


PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA OSCURIDAD

Versión 2010/10/20

Descripción

Este programa está diseñado para el estudio automatizado de la adaptación a la oscuridad.

El programa inicia con una **fase de adaptación a la luz** con una duración de 5 minutos que se realiza en condiciones ganzfeld.



Luego de esta adaptación a la luz, el paciente es colocado en completa oscuridad y se mide el umbral de sensibilidad a la luz durante la recuperación de sensibilidad del cono y bastón.

Estimuladores compatibles

- ✓ **MonCV3**
- ✓ **MonPack3**
- ✓ **MonColor**



Manufactured by Metrovision
under ISO13485: 2003
certified quality system.

